

2024
JEXMED
HEALTHCARE



JEXMED HEALTHCARE SOLUTIONS

For Essential Protection and Comfort to Care



ABOUT US

Total Solution for
Essential Protection & Comfort to Care

Core Values

01

CREATE VALUE TO
OUR CUSTOMER

02


ONGOING COMMITMENT
TO QUALITY

03

CREATIVE ENTHUSIASM
FOR EXCELLENCE

CONTENTS

JEXMED Surgical Solutions	04
JEXMED Surgical Drapes & Packs	06
General Surgery	08
Orthopedic Surgery	10
Obstetrics/Gynecology	13
Cardiothoracic Surgery	13
Neurosurgery	14
Urology	15
ENT	15
Universal/Multi-Procedural	15
Sub Drape	16
JEXMED Angiography Drapes & Packs	18
Angiography	20
JEXMED Surgical Gown	24
JEXMED Infection Solutions	28
Surgical Apparel	30
Sterile Wraps	34



JEXMED SURGICAL SOLUTIONS





JEXMED
SURGICAL DRAPES & PACKS



THE DESCRIPTION OF MAIN DRAPE

JEXMED Surgical Drapes & Packs

SURGICAL DRAPE 원단의 특징

HIGH WATER REPELLENCY 혈액 및 각종 용액의 흡수 방어로 매개오염 방지


FABRIC OF LOW LINT AND DUST 먼지를 매개로 한 감염 오염을 저하, 기계수명 단축 예방

HIGH RESISTANCE TO MICROBIAL PENETRATION 오염/감염원으로부터 수술부위를 효과적으로 보호, 멸균상태 유지


ANTI-STATICS 기계의 손상과 전염성으로부터 보호, 먼지의 흡착방지

ANTI-ALCOHOL Alcohol 또는 Iodine에 의해 쉽게 파괴될 수 있는 부직포의 발수기능을 필요한 강도로 유지


홀(HOLE) 사이즈 보는 법



제품 사이즈 보는 법



도면 색상 보는 법




* 본 카탈로그에 기재된 제품의 규격은 품질 개선을 위하여 사전고지없이 변경될 수 있습니다.


THE DESCRIPTION OF MAIN DRAPE

수술팩의 구성


* General Laparotomy Pack의 구성 예



Main Drape




Back Table Cover




Mayo Stand Cover




Instrument Pocket




Utility Drape



Suture Bag



Surgical Gown




Hand towel

JEXMED 헬스케어는 최적의 Drape 디자인과 함께 수술 및 시술환경에 적절한 보호 수준을 제공할 수 있는 가장 완벽한 범위의 수술팩을 제공합니다. 모든 Drape와 Pack은 사용용하고, Microorganisms, body Fluids, Particulate Material의 전로부터 보호하기 위해 사용자가 요구하는 모든 기능과 구성 요소를 고려하 설계되었습니다.


GENERAL SURGERY

GENERAL LAPAROTOMY PACK I CLT1700




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 MAYO STAND COVER / 25 X 30	
1 DUST POCKET / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 PEDIATRIC LAPAROTOMY SHEET / 300 X 200 X 305	
· S-HOLE : 15 X 38	
· ABSORBENT AREA : 45 X 100	

THYROID PACK CNC1700




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 THYROID SHEET / 300 X 200 X 320	
· D-HOLE : 11.5 X 11.5	
· ABSORBENT AREA : 50 X 80	

TRANSVERSE LAPAROTOMY PACK CTC1710




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
1 DUST POCKET / 35 X 46	
4 SURGICAL GOWN / L	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 TRANSVERSE LAPAROTOMY SHEET / 300 X 200 X 340	
· S-HOLE : 36 X 10 (WING TYPE)	
· ABSORBENT AREA : 80 X 110	

PEDIATRIC LAPAROTOMY PACK CLT1720




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 260	4
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
1 DUST POCKET / 30 X 46	
3 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 40	
1 PEDIATRIC LAPAROTOMY SHEET / 300 X 200 X 340	
· S-HOLE : 15 X 18	
· ABSORBENT AREA : 60 X 70	




RECTAL & COLON PACK CRC1700

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 INSTRUMENT POCKET / 25 X 30	
2 LITHOTOMY LEGGINGS / 70 X 107	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
1 UNDER BUTTOCKS SHEET WITH POUCH / 100 X 115	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 RECTAL & COLON SHEET / 310 X 90 X 305	
· S-HOLE : 30 X 30 · O-HOLE : 6 X 15	
· ABSORBENT AREA : 45 X 80	



LAPAROSCOPIC ABDOMINAL DRAPE I ELS1700

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 260	4
1 LAPAROSCOPY POCKET / 25 X 96	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 LAPAROSCOPY SHEET / 300 X 200 X 330	
· S-HOLE : 30X37 (WING TYPE)	
· ABSORBENT AREA : 45 X 103	




LAPAROSCOPY PACK SJ-ELS102-1

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 INSTRUMENT POCKET VINYL / 44 X 38	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 60	
1 LAPAROSCOPY SHEET (2 POCKET) / 290 X 340 X 200	
· S-HOLE : 38 X 32	
· ABSORBENT AREA : 54 X 85	

ORTHOPEDIC SURGERY

KNEE PACK


BKN1711



PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10 X 50	
1 MEDIUM SHEET WITH TAPE / 180 X 105	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
2 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 LOWER EXTREMITY SHEET / 300 X 200 X 330	
• HOLE : Ø6cm	
• ABSORBENT AREA : 60 X 118	

KNEE ARTHROSCOPY PACK


BKN1712



PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10X50	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 KNEE ARTHROSCOPY SHEET / 300 X 230 X 335	
· HOLE : Ø5cm X 2	
· ABSORBENT AREA : 90 X 120	

BOTH KNEE PACK


BBK1700




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE	
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4	
2 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10 X 50		
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140		
3 SURGICAL GOWN / L		
1 SUTURE BAG / 24 X 28		
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60		
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50		
1 BILATERAL LIMB SHEET / 300 X 200 X 335		
· HOLE : Ø6cm X 2		
· ABSORBENT AREA : 115 X 100		

SHOULDER & CLAVICLE PACK

BSH1700




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE	
1 BACK TABLE COVER / 180 X 270	4	
1 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10 X 50		
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140		
3 SURGICAL GOWN / L		
1 SUTURE BAG / 24 X 28		
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60		
2 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50		
2 SPLIT SHEET / 215 X 285		
· U-HOLE : 25 X 63		
· ABSORBENT AREA : 120 X 100		




SHOULDER ARTHROSCOPY PACK BSH1720

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10 X 50	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SPLIT SHEET / 215 X 285 / U-HOLE 25 X 63	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 SHOULDER ARTHROSCOPY SHEET / 215 X 290	
· W-HOLE : 19 X 27	
· INCISION FILM TYPE	




BC SHOULDER ARTHROSCOPY PACK BSH1710

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10 X 50	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
1 SHOULDER POUCH / 77 X 77	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 UTILITY DRAPE WITH TAPE(접착식) / 90 X 90	
1 BC SHOULDER ARTHROSCOPY SHEET / 430 X 260	
· P-HOLE : 17.5 X 34.5	
· ABSORBENT AREA : 75 X 115	




HIP PACK BHP1700

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10 X 50	
1 MEDIUM SHEET WITH TAPE / 180 X 105	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 HIP SHEET / 300 X 200 X 330	
· E-HOLE : 16 X 21	
· ABSORBENT AREA : 143 X 60	




HAND PACK BHN1700

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10 X 50	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
2 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 UPPER EXTREMITY SHEET / 360 X 145 X 400	
· HOLE : Ø3cm	
· ABSORBENT AREA : 135 X 45	



BOTH HAND PACK BHN1710

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 IMPERVIOUS SPLIT SHEET(U DRAPE) / 160 X 190 / U-HOLE 10 X 50	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 BOTH HAND SHEET / 480 X 350	
· HOLE : Ø3cm X 2	
· ABSORBENT AREA : 130 X45 X 2	




PELD SPINE PACK BSP1720

PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
3 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 60	
1 STERILE POUCH(TYVEK) / 400 X 705	
0 OUT CARTON BOX / 540 X 410 X 400	
1 PELD SHEET / 310 X 300	
· S-HOLE : 35 X 33	
· ABSORBENT AREA : 90 X 60	


OBSTETRICS / GYNECOLOGY

LAVH PACK ETH1700



PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
2 LITHOTOMY LEGGINGS COVER / 70 X 107	
2 LAPAROSCOPY POCKET / 25 X 96	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
1 UNDER BUTTOCKS SHEET / 90 X 130	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 LAPAROSCOPY SHEET / 320 X 220 X 345	
· HOLE : 30 X 24	
· ABSORBENT AREA : 103 X 30	


C-SECTION PACK ECS1700



PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 155 X 230	4
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
3 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
3 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 110 X 100	
1 C-SECTION SHEET / 310 X 210 X 300	
· S-HOLE : 32 X 32	

CARDIOTHORACIC SURGERY


CABG PACK FHS1750



PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
2 INSTRUMENT POCKET VINYL / 45 X 35	
2 INSTRUMENT POCKET / 25 X 30	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
4 TAPE STRIPE / 10 X 50	
1 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 40	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 110X100	
4 UTILITY DRAPE (투명) / 150X150	
1 CARDIOVASCULAR DRAPE(SP) / 260 X 180 X 346	
· S-HOLE : 23 X 37, 44 X 92	
· ABSORBENT AREA : 220 X 92	


NEUROSURGERY

CRANIOTOMY PACK CCR1700




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
2 INSTRUMENT POCKET / 25X30	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 CRANIAL DRAPE / 350X330	
· S-HOLE : 20 X 30 (INCISE)	
· ABSORBENT AREA : 80 X 70	

SPINE INCISE PACK BSP1710




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 INSTRUMENT POCKET / 25 X 30	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 60	
1 LAPAROTOMY INCISE SHEET / 290 X 190 X 320	
· S-HOLE : 21 X 33	
· ABSORBENT AREA : 60 X 100	

CERVICAL SPINE PACK BSP1700




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	4
1 MEDIUM SHEET WITH TAPE / 180 X 105	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
4 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
4 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
2 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
2 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 90 X 90	
1 CERVICAL SHEET (C-SPINE) / 300 X 200 X 320	
· D-HOLE : 11.5 X 11.5 INCISION FILM	
· ABSORBENT AREA : 80 X 55	

ENDOSCOPIC SPINE PACK I SJ-BSP325-1




PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 260	4
1 INSTRUMENT POCKET / 25 X 30	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
3 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 60	
1 ENDO SPINE SHEET / 300 X 200 X 350	
· S-HOLE : 33*33 POUCH TYPE	

UROLOGY

TUR PACK I
EUR1740


PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 260	4
2 LITHOTOMY LEGGINGS COVER / 70 X 107	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
3 SURGICAL GOWN / L	
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
1 UNDER BUTTOCKS SHEET / 90 X 130	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 TUR SHEET / 270 X 250	
· HOLE : 5 X 8	
· ABSORBENT AREA : 30 X 45	

ENT

EAR PACK
CEA1700


PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 330	5
2 HEAD SHEET / 105 X 100	
1 MEDIUM SHEET WITH TAPE / 180 X 105	
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
3 SURGICAL GOWN / L	
3 SUTURE BAG / 24 X 28	
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
4 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 ENT SHEET / 215 X 310	
· S-HOLE : 18 X 18	
· ABSORBENT AREA : 15 X 38	

UNIVERSAL/MULTI-PROCEDURAL

UNIVERSAL PACK
ABU1700


PRODUCT NAME	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160 X 260	3
1 MAYO STAND COVER / 60 X 140	
3 SURGICAL GOWN / L	
1 SUTURE BAG / 24 X 28	
3 ABSORBENT TOWEL (PREMIUM) / 50 X 60	
6 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70 X 50	
1 UNIVERSAL SHEET (TOP) / 250 X 130 (FOLDING 2)	
· 70 X 40 FABRIC REINFORCEMENT	
1 UNIVERSAL SHEET (BOTTOM) / 190 X 180 (FOLDING 2)	
· 40 X 72 FABRIC REINFORCEMENT	
2 UNIVERSAL SHEET (SIDE) / 200 X 100 (FOLDING 2)	
· 70 X 40 FABRIC REINFORCEMENT	

SUB DRAPE




BACK TABLE COVER

ORDER CODE	SIZE	PACKAGE
GBTC101	110 X 138	30 PACKS / BOX
GBTC103	120 X 180	20 PACKS / BOX
GBTC109	160 X 230	30 PACKS / BOX
GBTC110	160 X 260	30 PACKS / BOX
GBTC112	160 X 330	25 PACKS / BOX
GBTC242	240 X 330	25 PACKS / BOX



MAYO STAND COVER


ORDER CODE	SIZE	PACKAGE
GMSC101	60 X 140	50 PACKS / BOX
GMSC102	70 X 150	50 PACKS / BOX



UTILITY DRAPE (W/TAPE)


ORDER CODE	SIZE	PACKAGE
UTILITY DRAPE	70 X 50	100 PACKS / BOX
HALF DRAPE	180 X 105	50 PACKS / BOX
FANFOLD DRAPE	200 X 145	30 PACKS / BOX
GUDT0407	66 X 35	100 PACKS / BOX
GUDT0705	70 X 50	100 PACKS / BOX
GUDT0909	90 X 90	50 PACKS / BOX
GUDT1110	110 X 100	30 PACKS / BOX

SUB DRAPE




SMALL HOLE DRAPE (W/TAPE)

ORDER CODE	DESCRIPTION	SIZE
GSHS055	O HOLE: Ø7.5	50 X 50
GSHS077	O HOLE: Ø7.5	70 X 70
GSHS099	O HOLE: Ø7.5	90 X 90
GSHD2514	O HOLE: Ø12	250 X 140
GSHD7712	O HOLE: Ø12	70 X 70
GSHD998	O HOLE: Ø8	90 X 90



POUCH

ORDER CODE	SIZE	PACKAGE
GPOU101	50X60	50 PACKS / BOX
GPOU202	90X70.5	50 PACKS / BOX
GPOU101-2	ENDO-SCOPE ㉔	10 PACKS / BOX
GPOU302	77 X 77	50 PACKS / BOX



POCKET/SUTURE BAG


ORDER CODE	SIZE	PACKAGE
INSTRUMENT POCKET	25 X 30	50 PACKS / BOX
INSTRUMENT POCKET VINYL	35 X 45	50 PACKS / BOX
SUTURE BAG	25 X 30	10 PACKS / BOX
DUST POCKET	35 X 45	50 PACKS / BOX



JEXMED


ANGIOGRAPHY DRAPES & PACKS
SURGICAL GOWN

ANGIOGRAPHY




LT. PTA PACK SJ-DYE400-2

PRODUCT NAME	RAW MATERIAL CODE	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER(ABSORBABLE) / 160X330	QBTD110	7
2 SURGICAL GOWN / L	QSGW102	
4 ABSORBENT TOWEL(PREMIUM) / 60X140	QTOW301	
1 LT. PTA DRAPE / 180X350 / 3windows	QANG400-2LT	
· TRANSPARENT WINDOWS: 30X350, 70X350, 80X80cm · ABSORBENT AREA: 80X100cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · SQUARE HOLE: 18X25 · ALUMINUM BAR: 4EA		




RT. PTA PACK SJ-DYE400-3

PRODUCT NAME	RAW MATERIAL CODE	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER(ABSORBABLE) / 160X260	QBTD110	7
2 SURGICAL GOWN / L	QSGW102	
4 ABSORBENT TOWEL(PREMIUM) / 50X60	QTOW301	
1 RT. PTA DRAPE / 180X350 / 3windows	QANG400-2RT	
· TRANSPARENT WINDOWS: 30X350, 70X350, 80X80cm · ABSORBENT AREA: 80X100cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · SQUARE HOLE: 18X25 · ALUMINUM BAR: 4EA		



CENTRAL VENOUS DRAPE

C-LINE SHEET




SMALL HOLE DRAPE WITH TAPE(ABSORBENT)

CENTRAL VENOUS PACK I FHS1700(ANG-S)

PRODUCT NAME	RAW MATERIAL CODE	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER(ABSORBABLE) / 160X260	QBTC102	12
1 SURGICAL GOWN / L	QSGW102	
2 ABSORBENT TOWEL(PREMIUM) / 50X60	QTOW301	
1 CENTRAL VENOUS DRAPE / 140X250	QSHD1425S	
· ABSORBENT AREA: 40X45cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · CIRCLE HOLE: Ø12.5cm		
C-LINE SHEET / 140X250	QSHD1425-CK	
· ABSORBENT AREA: 70X90cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · CIRCLE HOLE: Ø12cm		
SMALL HOLE DRAPE WITH TAPE(ABSORBENT) / 250X140	QSHD2514-MT	
· ABSORBENT AREA: 70X90cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · CIRCLE HOLE: Ø12cm		


ANGIOGRAPHY

FEMORAL ANGIOGRAPHY PACK
SJ-DFM100




PRODUCT NAME	RAW MATERIAL CODE	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 155 X 230	QBTC109	7
2 SURGICAL GOWN / L	QSGW102	
4 ABSORBENT TOWEL(PREMIUM) / 50 X 60	QTOW301	
1 FEMORAL ANGIOGRAPHY SHEET / 234X325	QFAD102	
· TRANSPARENT WINDOWS: 77X340cm(2window)		
· ABSORBENT AREA: 60X138cm		
· INCISE HOLE: Ø9.15cmX2		
· INCISION-FILM TYPE		
FEMORAL ANGIOGRAPHY SHEET / 224X400	QFAD101-3	
· TRANSPARENT WINDOWS: 77X440cm(2window)		
· ABSORBENT AREA: 60X138cm		
· ELLIPSE HOLE: Ø9X11cmX2		
· ALUMINUM BAR : 8EA		
· DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE		
FEMORAL ANGIOGRAPHY SHEET / 221X349	QFAD101-2	
· TRANSPARENT WINDOWS: 77X350cm(2window)		
· ABSORBENT AREA: 80X115cm		
· INCISE HOLE: Ø8X13X2		
· ALUMINUM BAR : 8EA		
· INCISION-FILM TYPE		
FEMORAL ANGIOGRAPHY SHEET / 221X350	QFAD101-MJ	
· TRANSPARENT WINDOWS: 77X350cm(2window)		
· ABSORBENT AREA: 81X220cm		
· INCISE HOLE: Ø8X13cmX2		
· ALUMINUM BAR : 8EA		
· INCISION-FILM TYPE		

도면 색상 보는 법




ANGIOGRAPHY




ANGIOGRAPHY PACK (PTBD) SJ-DYE159

PRODUCT NAME	RAW MATERIAL CODE	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 138X250	QBTC108	4
2 SURGICAL GOWN / L	QSGW102	
4 ABSORBENT TOWEL(PREMIUM) / 50X60	QTOW301	
1 ANGIOGRAPHY SHEET PTBD / 210X315	QANG102	
· TRANSPARENT WINDOWS: 77X315cm(2window) · ABSORBENT AREA: 70X140cm · SQUARE HOLE: 30X30cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE		



CHEMO PORT PACK SJ-DYE400-1(DK)


PRODUCT NAME	RAW MATERIAL CODE	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160X260	QBTC110	7
2 SURGICAL GOWN / L	QSGW102	
4 ABSORBENT TOWEL(PREMIUM) / 50X60	QTOW301	
2 UTILITY DRAPE WITH TAPE / 70X40	QUDT0704	
1 CHEMOPORT DRAPE / 210X350 / 3windows	QANG400-1DK	
· TRANSPARENT WINDOWS: 65X350cm(2window), 80X77cm · ABSORBENT AREA: 80X100cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · SQUARE HOLE: (8+10)X14cmX2		




BRACHIAL ANGIO PACK (W/P) SJ-DYE400

PRODUCT NAME	RAW MATERIAL CODE	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER / 160X260	QBTC110	7
2 SURGICAL GOWN / L	QSGW102	
3 ABSORBENT TOWEL(PREMIUM) / 50X60	QTOW301	
1 BRACHIAL ANGIOGRAPHY W/POUCH SHEET / 180X270	QANG400S	
· TRANSPARENT WINDOWS: 180X97cm · ABSORBENT AREA: 69X60cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · HOLE: Ø8cm · POUCH: 24X30cm		


ANGIOGRAPHY



MULTI-HOLE ANGIOGRAPHY SHEET
(253 X 346)



MULTI-HOLE ANGIOGRAPHY SHEET
(220 X 365)




MULTI-HOLE ANGIOGRAPHY SHEET
(270 X 335)


RADIAL ANGIOGRAPHY PACK
SJ-DMP100

PRODUCT NAME	RAW MATERIAL CODE	ITEMS / CASE
1 BACK TABLE COVER(ABSORBABLE) / 155X230	QBTC109	7
2 SURGICAL GOWN / L	QSGW102	
4 ABSORBENT TOWEL(PREMIUM) / 50X60	QTOW301	
1 MULTI-HOLE ANGIOGRAPHY SHEET / 253X346 · TRANSPARENT WINDOWS: 62X346, 87X346cm (2window) · ABSORBENT AREA: 130X72,80X105cm("TYPE) · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · ELLIPSE HOLE: Ø6X9cmX2 · CIRCLE HOLE: Ø9cmX2	QMAD102-1	
MULTI-HOLE ANGIOGRAPHY SHEET / 220X365 · ABSORBENT AREA: 100X160cm · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · ELLIPSE HOLE: Ø5X8cmX2, Ø9X11cmX2	QMAD101-2	
MULTI-HOLE ANGIOGRAPHY SHEET / 270X335 · TRANSPARENT WINDOWS: 65X330, 95X330cm (2window) · ABSORBENT AREA: 130X115, 75X55cm("TYPE) · DOUBLE-SIDE-TAPE TYPE · ELLIPSE HOLE: Ø5X8cmX2 · CIRCLE HOLE: Ø9cmX2	QMAD201	

도면 색상 보는 법



SMS




Absorbent
Fabric



Clear PE Film

JEXMED Surgical Gown * FDA 510(k) CLEARED

가운 선택의 첫번째 기준은 안전(**SAFETY**)입니다.



MEET THE REQUIREMENTS OF EN & ANSI/AAMI STANDARD FOR SURGICAL GOWN

EN13795:2011 Surgical drapes, gowns, and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff, and equipment — General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.

ANSI/AAMI PB70: 2012 Liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes intended for use in health care facilities.

세종이 만든 가운의 특징

안전 컨셉의 디테일 적용

- 목부분 풀림방지 ①중 장치(벨크로, 목끈)
- 소매(시보리) 부드러운 탄성으로 충분한 길이 확보
- 젖은 손 ①가운에 닿지 않게 하든드타올 접 ①방식 도입
- 허리끈(겉)의 CRITICALZONE 내 유지

재봉에 따른 액체 침투 방지

- 허리끈 초음파 접착
- 팔 재봉: 액체침투저항 재봉사 사용

편리성이 돋보이는 디테일 적용

- 어떠한 상황에서도 식별 가능한 규격 표시
- 최소 접촉에 의한 간단한포장해체, 사용
- 사용 후 간단한 탈의 방식 (허리끈, 목끈 적절한 강도 적용)

흡수 기능이 우수한 핸드타올 사용


- 적절한 강도와 크기
- 경쟁제품 대비 우수한 총평량(흡수량)

기능성 원단 사용 (국제기준에적합)

- FDA 기준 AATCC42, AATCC127, ASTM1671 방어력기준 충족
- 유럽기준 EN13795에 충족 (박테리아침투, 보푸라기 시험, 미립자 시험 등)

SMMMS Structure of Fabric

세종헬스케어 가운 원단의 SMMMS 5중 구조



고품질의 Spun-Melt 부직포로 제작된 **세종헬스케어**의 최고급 수술가운은 감염의 안전성과 의사와 환자에게 쾌적한 착용감을 제공합니다. 뛰어난 방수성, 내열성 및 항균 특성을 자랑하는 특수 처리된 다층 부직포는 혈액, 알코올 및 모든 액체의 누수에 대한 탁월한 보호 기능과 우수한 공기 투과성을 제공합니다.

- 완벽한 보호 기능

높은 수준의 정수압, 항알코올, Blood Repellency 및 항균

- 통기성이 좋고, 편안함


- 고강도

- 낮은 보풀

Surgical Gown

수술용 가운 (SUPER SOFT)

*FDA 510(K) CLEARED




ORDER CODE

	SIZE	CONTENTS	PACKAGE
GSGW101			
GSGW102	M		
GSGW103	L	1GOWN 1TOWEL	1EA/PACK 40PACKS/BOX
GSGW104	XL		

XXL

수술용 멸균가운은 발수처리 원단으로 제작되어 Level 3기준에 충족합니다. 의료진과 수술 환자를 Microorganisms, Body Fluids, Particulate Material의 전으로부터 보호하기 위하여 착용합니다.

방수 가운 (REINFORCED SURGICAL GOWN)




ORDER CODE

	SIZE	CONTENTS	PACKAGE
GSGW112			
	L	1GOWN 1TOWEL	1EA/PACK 40PACKS/BOX

수술용 멸균방수가운은 오랜 시간 수술을 진행하거나, 더욱 엄격한 Protection 요구되는 수술에 사용됩니다. Critical Zone에는 방수원단으로 강화하여 AAMI Level 4 기준에 충족하도록 하였습니다.

Level 4 가운 (IMPERVIOUS SURGICAL GOWN)



ORDER CODE


	SIZE	CONTENTS	PACKAGE
GSGW122	L	1GOWN 1TOWEL	1EA/PACK 40PACKS/BOX
GSGW123	XL		

수술용 멸균 LEVEL4가운은 가볍고 소음발생 적어 긴 시술시간 동안 수술자에게 편안함을 제공하고, 의료진과 환자의 안전을 보호합니다. 통기성 좋고 가볍지만 국제산업표준을 충족하는 불침투성 원단을 사용하여 편안한 착용감과 함께 AAMI Level 4 규격을 제공합니다.

AAMI PB70 Standard

ANSI/AAMI PB70:2012

Liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes in health care facilities



구 분	발수도(g)	내수도(cm)	인공혈액 침투시험
LEVEL1	≤4.5	-	-
LEVEL2	≤1	≥20	-
LEVEL3	≤1	≥50	-

CRITICAL ZONE	STERILE FIELD	FINAL BARRIER PERFORMANCE CLASSIFICATION
LEVEL1	LEVEL1,2,3 or 4	LEVEL1
LEVEL2	LEVEL1,2,3 or 4	LEVEL2
LEVEL3	LEVEL1,2,3 or 4	LEVEL3
LEVEL4	LEVEL1,2,3 or 4	LEVEL4

ANSI: American National Standard Institute
AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation


* AAMI PB70 Standard는 미국의료기기진흥협회(AAMI)가 간행한 규격으로 Surgical Drape와 Surgical Gown 등 보호복에 대한 미국 식약처(FDA)에서 인정하는 Barrier 성능을 나타냅니다. Barrier 성능에 따라 Level 1(가장 낮음)에서 Level 4 (가장 높음) 수준으로 구분하고 있습니다.



SURGICAL APPAREL STERILE WRAPS

Surgical Apparel

방문자용 가운 (ISOLATION GOWN)




ORDER CODE

	SIZE	DESCRIPTION	PACKAGE
JIGXL2			
JIGXL3	REGULAR / L	ELASTIC WRIST	100EA/BOX
	REGULAR / L	KNIT CUFFS	

격리실, 수술실, 분만실, 신생아실 등 방문자의 오염요소를 차단하는 일회용 제품으로, 부드러운 색감의 고급스러운 원단을 채택하였습니다.

앞치마형 가운 (APRON GOWN)




ORDER CODE

	SIZE	DESCRIPTION	PACKAGE
JAGL01	REGULAR / L	PE, BLUE THUMB LOOPS	100EA/BOX
JAGL03	REGULAR / L	PE, WHITE THUMB LOOPS	100EA/BOX

비산혈액과 체액침투에 대한 방어력을 갖춘 일회용 제품으로서 쉽게 뽑아 쓰는 형태로 포장되어 보관 ① 용 ①하고 착용 ① 간편합니다. 교차 감염 예방, 격리환자 관리, 독성 ① 강한 소독제 사용 시 보호 장구, 감염의료 기구 세척, 응급실 내원 환자 처치 등 다목적으로 사용합니다.

스크럽 슈트 (SCRUB SUITS)



ORDER CODE	SIZE	DESCRIPTION	PACKAGE
JSGSS01S	S		
JSGSS01M	M	SOFT SMS	50SET/BOX
JSGSS01L	L		

세균 침투에 대한 내성이 높은 SMS 소재로 만들어진 스크럽 슈트는 면/폴리에스테르로 만들어진 재사용 가능한 스크럽 슈트 보다 더 효율적인 보호 기능을 제공합니다. 수술 시 수술 가운 안에 착용하거나 병동 등 진료 시 착용하여 의료진 및 환자의 감염을 최소화하고, 상/하 분리형으로 상의에는 주머니가 부착되어 있고 하의에는 끈으로 허리 사이즈 조절이 가능하여 착용이 편리합니다.

보호 가운(PROTECTION HOODIE GOWN)



ORDER CODE

SIZE

DESCRIPTION

PACKAGE

JPGW502


REGULAR / L

SMS,
ZIP CLOSURE

50EA/BOX

보호가운은 전면전체에 지퍼와 벨크로를 사용한 이중 여밈 형태를 채용하여 보다 향상된 보호력을 제공합니다.

환자용 가운 & 바지 (PATIENT EXAM GOWN & PANTS)



PRODUCT NAME

ORDER CODE

SIZE

DESCRIPTION

PACKAGE

EXAMINATION
GOWN

JEGF01-L

L

JEGM01-L

L

DOUBLE TIES

JEGM01-XL

XL

140EA/BOX

EXAMINATION
PANTS

JEPF01-L

L

DRAWSTRING

JEPM01-XL

XL

EXAMINATIONSKIRT

JSKC01


REGULAR / L

ELASTIC WAIST

100EA/BOX

검진복은 초음파, 유방검사, 기타 각종 검진 시 환자들 착용하는 일회용 의류로 Silk 촉감의 아주 부드러운 원단으로 감촉 우수하며, X-선 촬영 시 잔상 남지 않습니다. 가운 내부와 외부에 각각 끈 부착되어 이중 여밈 가능하여 착용자에게 안정감을 제공합니다.

내시경용 가운 & 바지 (ENDOSCOPY GOWN & PANTS)



PRODUCT NAME

ORDER CODE

SIZE

DESCRIPTION

PACKAGE

ENDOSCOPY
GOWN

JELG201

L

ABSORBENT TOWEL
ATTACHED

JELG202

XL

140EA/BOX

ENDOSCOPY
PANTS

JELP202

L

HOLE WITH
COVER

JELP203


XL

내시경 검진복은 내시경 수술을 받는 환자들 착용하는 일회용 의류입니다. 검진복 상의 깃 안쪽에 흡수타월 부착되어, 내시경 검사 시 용이하게 꺼내 사용 후 즉시 폐기가 가능합니다. 검진복 바지 뒤쪽에 뚫린 구멍 주변부는 흡수타월 덧대어져 있으며, 별도의 커버로 덮는 형태로 제작되어, 착용시 환자에게 안정감을 제공합니다.

Disposable Mask & Cap

일회용 마스크

(MASKS)





PRODUCT NAME	ORDER CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
DENTAL MASK	JMAK01[W]	EAR-LOOP, WHITE	50EA/CASE, 20CASES/BOX
	JMDK01[H]	EAR-LOOP, BLUE	
SURGICAL MASK	JMSK01	TIE-ON	50EA/CASE, 12CASES/BOX

세종헬스케어에서 제조하는 일회용 마스크는 병원내 감염방지, 수술실 및 일반 병동 등에서 혈액이나 먼지 입자 등 외부오염으로부터 의료진과 환자를 보호하기 위한 용도로 착용할 수 있습니다.

일회용 캡

(CAP)





PRODUCT NAME	ORDER CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
SURGEON CAP	JCSC01	ABSORBENT SWEATBAND	100EA/CASE, 6CASES/BOX

세종헬스케어 써전캡은 ①마 접촉부위에 흡수타올을 부착하여 장시간 시술 시에도 편안한 착용감과 쾌적함을 제공합니다. 캡의 윗부분은 얇고 가벼운 소재를 사용하여 통기성을 높였습니다.

PRODUCT NAME	ORDER CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
BOUFFANT CAP	JCNC02	ELASTIC BAND	100EA/CASE, 6CASES/BOX

세종헬스케어의 널스캡은 인체공학적 디자인과 탄력밴드 채택으로 머리 / ①마 부분의 조임 현상을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 고급스러운 색상의 원단을 채용함으로써 착용감 뿐만 아니라 미적 요구에도 부응하도록 노력하였습니다.



후드캡 (HOOD CAP)



PRODUCT NAME	ORDER CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
HOOD CAP	JCH01	ADJUSTABLE TIES	100EA/CASE, 6CASES/BOX

장시간을 요하는 수술 시 머리카락👁 떨어지거나 땀👁 흘러내리는 것을 방지하는데 도움을 주며 감염으로부터 얼굴부분 외 머리부분을 전반적으로 보호해 주는 제품입니다. 가볍고 통기성👁 좋으며 턱 아래부분을 묶을 수 있도록 디자인 되었습니다.

헤드기어커버 & 슈커버 (HEAD GEAR COVER & SHOE COVER)




PRODUCT NAME	ORDER CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
HEAD GEAR COVER	JHGC01	TRANSPARENT PLATE	30EA/BOX

헤드기어커버는 일회용 수술용 방호후드로써 통기성 원단과 시야확보가 가능한 필름으로 구성되어 외과수술 시 발생하는 혈액, 골조직 파편 등의 오염물질로부터 의료진의 눈을 비롯한 안면부를 보호합니다.

PRODUCT NAME	ORDER CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
SHOE COVER	JSCC01	ANTI-SLIP LATEX	100PAIRS/CASE

세종헬스케어의 슈커버는 미끄럼방지 라텍스를 부착 (Non skid)했으며, 300mm 까지도 착용👁 가능하고 신축성👁 뛰어납니다. 슈커버는 수술실, 중환자실 등 병원을 출입할 때 오염으로 인한 위험을 최소화해주는 비멸균 제품입니다.

스펀지 계수용 백 & 베드 커버 (SPONGE COUNTER BAG & BED COVER)



PRODUCT NAME	ORDER CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
SPONGE COUNTER BAG	JSCB101	TRANSPARENT POCKETS	100EA/CASE

수술에 사용되는 거즈 및 Sponge를 별도로 담아 사용량을 정확하게 셀 수 있도록 도와주는 비닐 백으로 수술 후 사용품의 관리에 도움을 줍니다.

PRODUCT NAME	ORDER CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
BED COVER	JBCT1021	LIGHT WEIGHT	50EA/BOX
	JBCT1222	HEAVY WEIGHT	
PILLOWCASE	JBPC101	SMS	250EA/BOX

흡수성 원단과 방수필름을 접착한 일회용 제품으로, 병실의 일반적인침대 사👁즈에 맞게 (1200x 2200mm) 제작되었습니다.

※ 베개커버는 베드커버와 세트로 구성될 수 있습니다.

Sterile Wraps

멸균포(STERILE WRAPS)

멸균을 위해 요구되는 기준 강도와 박테리아 차단성을 만족시키는 SMS 소독(멸균)포입니다. 품질과 경제성을 모두 고려하였습니다.

2-tone 멸균포(STERILE WRAPS : 2-tone)

PRODUCT NAME	ORDER CODE	SIZE	SH PER POLY BAG(VACUUM PACKAGING)
STERILE WRAP	JSWG04/JSWT04	40 X 40	250EA X 2BAGS
	JSWG05/JSWT05	50 X 50	250EA X 2BAGS
	JSWG06/JSWT06	60 X 60	250EA X 2BAGS
	JSWG07/JSWT07	70 X 70	150EA X 2BAGS
	JSWG09/JSWT09	90 X 90	150EA X 1BAGS
	JSWG11/JSWT11	110 X 110	150EA X 1BAGS
	JSWG13/JSWT13	130 X 130	50EA X 2BAGS

멸균작업 효율이 높아집니다!

- 전면 청색톤 후면 보라색톤으로 된 Two-Tone 색상의 멸균포로써 의료기기의 유형/종류에 따라 구분하여 사용할 수 있습니다.
- 의료기기를 청색으로 포장 후 보라색으로 추가 포장하여 표준적인 멸균기기 포장방법에 잘 대응할 수 있습니다.
- 비닐백에 나누어져 압축 포장되어 보관 공간도 최소화시켜 드립니다.
- 부드러운 원단을 사용하여 의료기기 보호나 멸균 포장의 오류를 줄여줍니다.

보다 강화된 멸균효과를 제공합니다!

- 다중 필터로 구성된 고밀도 5중 SMMMS 원단은 섬유가 미세하여 박테리아 세균침투 방지효과를 높였습니다.
- 원단 자체의 높은 발수력과 정전기 방지 효과가 있어 먼지발생Ⓢ 적고 매개오염을 방지합니다.
- 섬유가 세밀하고 표면적Ⓢ 매우 커서 공기 여과 효율성을 높여 효과적인 통기성을 제공합니다.
- Steam 및 EO Gas 침투가 효과적Ⓢ면서 건조효과도 빠릅니다.
- 의료기기 외 특수기기 등의 사용에도 안심하고 사용할 수 있습니다.



멸균포(STERILE WRAPS)



2-tone 멸균포(STERILE WRAPS: 2-TONE)